

**APPROVED SOLUTIONS LIST**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG™ coating on lenses made in the Optimum GP materials.

**USE ONLY APPROVED TANGIBLE HYDRA-PEG™ CLEANERS**

Multipurpose Solutions

Regard® K RGP Contact Lens Solution	by Vita Research
Boots Total	by Boots
Asda All-in-One	by Asda
Boston Simplus®	by Bausch & Lomb
Solocare Aqua	by Ciba Vision
Perfect® cleaner/ storage solution for GP lenses	by MPG&E
Menicare Plus	by Menicon
Menicare Pure	by Menicon
Oté Fine	by Oté Pharma
Oté Clean	by Oté Pharma

GPHCL	by Contopharma
Conventional Cleaner /Rinsing	by Contopharma
Total Care Cleaner	by Abbott
Total Care Disinfection /Storage	by Abbott
GP Multi	by Avizor

Hydrogen Peroxide Solutions  
(Including Povidone Iodine Solutions)

Clear Care®	by Alcon
Clear Care® Plus with HydraGlyde®	by Alcon
AO Sept® Plus	by Alcon
AO Sept® Plus with HydraGlyde®	by Alcon
Tab-in-One	by Contopharma
Refine One Step	by Coopervision
Monosept 120+	by Oté Pharma
Cleadew GP	by Ophtecs

Enzymatic Cleaners

Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets	by Abatron
---	------------

**DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL BASED CLEANERS**

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG™ coating)

Abrasive Cleaners

Boston® Advance	by Bausch & Lomb
-----------------	------------------

or similar products

Alcohol Based Cleaners

Miraflo (and equivalents)	by various companies
i-clean!	by Contopharma
Boots Advanced Cleaning Solution	by Boots

or similar products

Others

Progent	by Menicon
Oté Twins Active	by Oté
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner	by Bausch & Lomb
Abatron Quattro	by Abatron

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG™ coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

**APPROVED SOLUTIONS LIST**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG™ coating on lenses made in the Optimum GP materials.

**USE ONLY APPROVED TANGIBLE HYDRA-PEG™ CLEANERS**

**Multipurpose Solutions**

Menicon Unique pH by Menicon  
Boston Simplus® by Bausch & Lomb

**Hydrogen Peroxide Solutions**

Clear Care® by Alcon  
Clear Care® Plus with HydraGlyde® by Alcon

**DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL-BASED CLEANERS**

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG™ coating)

**Abrasive Cleaners**

Boston® Advance by Bausch & Lomb

or similar products

**Alcohol Based Cleaners**

Miraflow (and equivalents) by various companies

or similar products

**Others**

Progent by Menicon  
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner by Bausch & Lomb  
Optimum by Lobob ESC Extra Strength Cleaner by Lobob Laboratories

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG™ coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

**APPROVED SOLUTIONS LIST**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English  / 

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG™ coating on lenses made in the Optimum GP materials.

**USE ONLY APPROVED TANGIBLE HYDRA-PEG™ CLEANERS**

**Multipurpose Solutions**

Regard® K RGP Contact Lens Solution	by Vita Research
Boston Simplus®	by Bausch & Lomb
Solocare Aqua	by Ciba Vision
Menicare Plus	by Menicon
Total Care Cleaner	by Abbott
Total Care Disinfection /Storage	by Abbott

**Hydrogen Peroxide Solutions**

Clear Care®	by Alcon
Clear Care® Plus with HydraGlyde®	by Alcon
AO Sept® Plus	by Alcon
AO Sept® Plus with HydraGlyde®	by Alcon

**DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL BASED CLEANERS**

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG™ coating)

**Abrasive Cleaners**

Boston® Advance	by Bausch & Lomb
-----------------	------------------

or similar products

**Alcohol Based Cleaners**

Miraflo (and equivalents)	by various companies
---------------------------	----------------------

or similar products

**Others**

Progent	by Menicon
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner	by Bausch & Lomb
Optimum by Lobob ESC Extra Strength Cleaner	by Lobob Laboratories

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG™ coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

**APPROVED SOLUTIONS LIST**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG™ coating on lenses made in the Optimum GP materials.

**USE ONLY APPROVED TANGIBLE HYDRA-PEG™ CLEANERS**

**Multipurpose Solutions**

Menicon Unique pH	by Menicon
Boston Simplus®	by Bausch & Lomb
Solocare Aqua	by Ciba Vision

**Hydrogen Peroxide Solutions**

Clear Care®	by Alcon
Clear Care® Plus with HydraGlyde®	by Alcon

**Enzymatic Cleaners**

Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets	by Abatron
---	------------

**DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL BASED CLEANERS**

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG™ coating)

**Abrasive Cleaners**

Boston® Advance	by Bausch & Lomb
-----------------	------------------

or similar products

**Alcohol Based Cleaners**

Miraflow (and equivalents)	by various companies
----------------------------	----------------------

or similar products

**Others**

Progent	by Menicon
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner	by Bausch & Lomb

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG™ coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

## LISTE DE PRODUITS APPROUVÉS



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

French



Contamac confirme que la liste de produits ci-dessous est compatible avec le traitement de surface Tangible Hydra-PEG™ sur les lentilles rigides en Optimum.

### UTILISER UNIQUEMENT DES SOLUTIONS APPROUVÉES POUR LE TRAITEMENT TANGIBLE HYDRA-PEG™

#### Solutions Tout-en-un

Menicon Unique pH	de Menicon
Boston Simplus®	de Bausch & Lomb
Solocare Aqua	de Ciba Vision

#### Solutions Peroxyde

Clear Care®	d'Alcon
Clear Care® Plus avec HydraGlyde®	d'Alcon

#### Nettoyeurs Enzymatiques

Amclair Tablettes Enzymatiques - Nettoyage Hebdomadaire	d'Abatron
---	-----------

### NE PAS UTILISER D'EAU DU ROBINET, NI DE NETTOYEUR ABRASIF OU À BASE D'ALCOOL

(Ces produits peuvent endommager le traitement Tangible Hydra-PEG™)

#### Produits Abrasifs

Boston® Advance	de Bausch & Lomb
-----------------	------------------

ou des produits similaires

#### Produits à Base d'Alcool

Miraflow (et équivalents)	de différentes sociétés
---------------------------	-------------------------

ou des produits similaires

#### Autres Produits

Progent	de Menicon
Boston One Step Nettoyeur Enzymatique Liquide	de Bausch & Lomb

ou des produits similaires

Nous soulignons qu'il faut toujours suivre les instructions de l'emballage du produit d'entretien, incluant, le cas échéant de frotter et rincer les lentilles.

Il ne faut jamais frotter les lentilles avec un tissu sec. Ceux-ci peuvent souvent montrer une surface abrasive et endommager le traitement Tangible Hydra-PEG™.

Il ne faut jamais stocker vos lentilles à sec mais dans un produit d'entretien pour lentilles tout en suivant les instructions sur l'emballage.

## LISTE DE PRODUITS APPROUVÉS



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

French



Contamac confirme que la liste de produits ci-dessous est compatible avec le traitement de surface Tangible Hydra-PEG™ sur les lentilles rigides en Optimum.

### UTILISER UNIQUEMENT DES SOLUTIONS APPROUVÉES POUR LE TRAITEMENT TANGIBLE HYDRA-PEG™

#### Solutions Tout-en-un

Regard® K RGP Contact Lens Solution	de Vita Research	GPHCL	de Contopharma
Boston Simplus®	de Bausch & Lomb	Conventional (Nettoyant/Rinçage)	de Contopharma
Solocare Aqua	de Ciba Vision	Lobob Nettoyant	de Prolens
Menicare Plus	de Menicon	Lobob Conservation	de Prolens
Menicare Pure	de Menicon	Solution de Nettoyage	de Galifa
Total Care Solution de Nettoyage	d'Abbott	Conservation Solution Multifonctionelle	de Galifa
Total Care Solution de Conservation	d'Abbott	Acuacare one-step T	de SwissLens
GP Multi	d'Avizor		
Topocare GP Sensitive	de Prolens		

#### Solutions Peroxyde (y compris povidone iodée)

Clear Care®	d'Alcon
Clear Care® Plus avec HydraGlyde®	d'Alcon
AO Sept® Plus	d'Alcon
AO Sept® Plus avec HydraGlyde®	d'Alcon
Refine One Step	de Coopervision
Cleadow GP	d'Optec

#### Nettoyeurs Enzymatiques

Amclair Tablettes Enzymatiques - Nettoyage Hebdomadaire	d'Abatron
--	-----------

### NE PAS UTILISER D'EAU DU ROBINET, NI DE NETTOYEUR ABRASIF OU A BASE D'ALCOOL

(Ces produits peuvent endommager le traitement Tangible Hydra-PEG™)

#### Produits Abrasifs

Boston® Advance	de Bausch & Lomb
-----------------	------------------

ou des produits similaires

#### Produits à Base d'Alcool

Miraflo (et équivalents)	de différentes sociétés
i-clean!	de Contopharma

ou des produits similaires

#### Autres Produits

Progent	de Menicon
Boston One Step Nettoyeur Enzymatique Liquide	de Bausch & Lomb
Oté Twins Active	d'Oté

ou des produits similaires

Nous soulignons qu'il faut toujours suivre les instructions de l'emballage du produit d'entretien, incluant, le cas échéant de frotter et rincer les lentilles.

Il ne faut jamais stocker vos lentilles à sec mais dans un produit d'entretien pour lentilles tout en suivant les instructions sur l'emballage.

Il ne faut jamais frotter les lentilles avec un tissu sec. Ceux-ci peuvent souvent montrer une surface abrasive et endommager le traitement Tangible Hydra-PEG™.

**LISTE VON ERPROBTEN PFLEGEMITTELN**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

German  /  / 

Contamac hat die untenstehende Liste von erprobten Pflegemitteln zusammengestellt, die mit der Tangible Hydra-PEG™ Beschichtung auf formstabilen Kontaktlinsen aus Optimum Materialien kompatibel sind.

**VERWENDEN SIE NUR ERPROBTE TANGIBLE HYDRA-PEG™ REINIGER**

**Mehrzweckreiniger**

Regard® K RGP Contact Lens Solution	von Vita Research
Boston Simplus®	von Bausch & Lomb
Solocare Aqua	von Ciba Vision
Menicare Plus	von Menicon
Menicare Pure	von Menicon
Perfect® Aufbewahrung und Reinigungslösung für formstabile Kontaktlinsen	von MPG&E
Bilopur	von Bilosa
Biloplus	von Bilosa
Oté Fine	von Oté Pharma
Oté Clean	von Oté Pharma
Total Care Cleaner	von Abbott
Total Care Disinfection /Storage	von Abbott
GP Multi	von Avizor

Clears	von Rubicon
Clearsol	von Rubicon
Topocare GP Sensitive	von Prolens
Sichtbar Besser	von Hecht
GPHCL	von Contopharma
Conventional Reiniger/ Abspülung	von Contopharma
Reiniger	von Galifa
Aufbewahrung Multifunktionslösung	von Galifa
Acuacare one-step T	von SwissLens

**Peroxidreiniger  
(und Povidon-Iod)**

Clear Care®	von Alcon
Clear Care® Plus mit HydraGlyde®	von Alcon
tab in one Peroxidsystem	von Contopharma
AO Sept® Plus	von Alcon
AO Sept® Plus mit HydraGlyde®	von Alcon
Refine One Step	von Coopervision
Hidro Health H2O2	von Disop
Monosept 120+	von Oté Pharma
Cleadow GP	von Ophtecs

**Enzymreiniger**

Concare Enzymtabletten	von Hecht
Concare Light Enzymtabletten	von Hecht
Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets	von Abatron

**WEDER ABRASIVE NOCH ALKOHOLHALTIGE REINIGER VERWENDEN,  
UND AUF KEINEN FALL LEITUNGSWASSER**

(Diese können die Tangible Hydra-PEG™ Beschichtung beschädigen)

**Abrasiv Reiniger**

Boston® Advance	von Bausch & Lomb
-----------------	-------------------

oder ähnliche Produkte

**Alkoholhaltige Reiniger**

Miraflo (o.ä)	von verschiedenen Anbietern
i-clean!	von Contopharma

oder ähnliche Produkte

**Andere Produkte**

Progent	von Menicon
Boston One Step Enzymreiniger	von Bausch & Lomb
Oté Twins Active	von Oté

oder ähnliche Produkte

Wir empfehlen, den Anweisungen bzgl. Reiben und ggf. Abspülen, welche auf der Verpackung der jeweiligen Pflegemitteln stehen, genau zu befolgen.

Sie sollen Ihre Linsen nie mit einem trockenen Tuch abwischen. Diese sind oft auf mikroskopischer Ebene abrasiv und können die Tangible Hydra-PEG™ Beschichtung beschädigen.

Sie sollen Ihre Linsen nie trocken aufbewahren, sondern nach Anleitungen in einer geeigneten Aufbewahrungslösung lagern.

**ELENCO DI SOLUZIONI APPROVATE**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

Italian



Contamac ha prodotto l'elenco di soluzioni di cura delle lenti a contatto compatibili con il rivestimento Tangible Hydra-PEG™ sulle lenti realizzate nei materiali Optimum GP.

**UTILIZZARE SOLO DETERGENTI TANGIBLE HYDRA-PEG™ APPROVATI**

**Soluzioni Multifunzionali**

Proclean	di Med Lac
Regard® K RGP Contact Lens Solution	di Vita Research
Boston Simplus®	di Bausch & Lomb
Solocare Aqua	di Ciba Vision
Perfect® cleaner/ storage solution for GP lenses	di MPG&E
Menicare Plus	di Menicon
Menicare Pure	di Menicon
Protecta Vision	di Ottica Napoli
Oté Fine	di Oté Pharma
GP Multi	di Avizor

Lobob Detergente	di Prolens
Lobob Conservante	di Prolens
Topocare GP Sensitive	di Prolens
Total Care Desinfettante	di Abbott
Total Care Conservante	di Abbott
GPHCL	di Contopharma
Conventional (Cleaner /Rinsing)	di Contopharma

**Soluzioni Al Perossido Di Idrogeno  
(e iodopovidone)**

Clear Care®	di Alcon
Clear Care® Plus con HydraGlyde®	di Alcon
tab in one Soluzione al perossido di idrogeno	di Contopharma
AO Sept® Plus	di Alcon
AO Sept® Plus con HydraGlyde®	di Alcon
Refine One Step	di Coopervision
Cleadow GP	di Ophtecs

**Soluzioni Enzimatici**

Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets	di Abatron
---	------------

**NON UTILIZZARE ACQUA DEL RUBINETTO, DETERGENTI ABRASIVI O ALCOOL**

(Questi danneggiano o destore il rivestimento Tangible Hydra-PEG™)

**Detergenti abrasivi**

Boston® Advance	di Bausch & Lomb
-----------------	------------------

O prodotti simili

**Detergenti a base di alcool**

Miraflo (e equivalenti)	di diversi societe
i-clean!	di Contopharma

O prodotti simili

**Altri**

Progent	di Menicon
Oté Twins Active	di Oté
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner	di Bausch & Lomb

O prodotti simili

Noi sosteniamo seguendo le istruzioni indicate con ciascuna delle soluzioni di cura, compresi, se del caso, strofinando e sciacquando le lenti ove necessario.

Le lenti non devono essere conservate asciutte, ma sempre in una soluzione di cura delle lenti a contatto, secondo le istruzioni sull'imballaggio di tale soluzione.

Non si deve mai strofinare le lenti con un tessuto secco o un panno. Questi sono spesso molto abrasivi a livello di superficie e possono danneggiare il rivestimento Tangible Hydra-PEG™.